

PureSite Transfer-Konnektor und Schutzkappe

Umstellung der Verpackung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass aus produktionsbedingten Gründen das Verpackungsdesign unseres PureSite Transfer-Konnektors und der PureSite Schutzkappe geändert wurden.

Im Rahmen der Umstellung der Verpackung werden folgende Produktdaten geändert:

- die Artikelnummer
- die Pharmazentralnummer

Bitte berücksichtigen Sie die neuen Produktdaten bei Ihren Bestellungen.

Die Umstellung erfolgt durch die Substitution der aktuellen auf die neue Artikelnummer.

Ab voraussichtlich Ende Juni 2024, in Abhängigkeit von der Reichweite der bisherigen Varianten, werden die Aufträge mit dem PureSite Transfer-Konnektor und der PureSite Schutzkappe im neuen Verpackungsdesign ausgeliefert.

Die neuen Artikelnummern können unabhängig davon, ab der KW 23/2024 bestellt werden.

Unsere Fachberater*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG



i. A.

Iwona Wojcik

Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion



i. A.

Maximilian Iber

Marketing Manager Regionalanästhesie

PureSite Transfer-Konnektor und Schutzkappe

Umstellung der Verpackung

PureSite Transfer-Konnektor



- Nadelfreier, geschlossener Luer Lock Transfer-Konnektor (männlich)
- Spezieller Luer-Lock Sicherheitsverschluss für permanente Verbindung mit einer Luer-Lock Spritze
- Automatische Schließfunktion nach der Konnektion mit einem kompatiblen Einmalprodukt (weiblich)
- Geeignet für die Zubereitung und Verabreichung von parenteralen Flüssigkeiten, einschließlich aggressiver Arzneimittel
- Materialzusammensetzung: PSU (Polysulfon), PC (Polycarbonat), Silikon

1 Geschlossenes System: Der Flüssigkeitskanal bleibt dank dem speziellen Sicherheitsverschluss nach der Verbindung mit einem kompatiblen Einmalprodukt verschlossen. Dieser kann nur durch Konnektion mittels Ventil-Funktionalität (weibliches Gegenstück) geöffnet werden.

PureSite Schutzkappe



Die PureSite Schutzkappe wurde speziell für den PureSite Transfer-Konnektor entwickelt. Die Schutzkappe schließt den Ansatz des Transfer-Konnektor ab und schützt vor Kontamination. Der Flüssigkeitskanal wird dabei nicht geöffnet.

Bitte beachten Sie bei der Anwendung die gültige Gebrauchsinformation des PureSite Transfer-Konnektors und der PureSite Schutzkappe sowie die gültige Fachinformation des Arzneimittels.

Bisherige Verpackung

Produkt	VE/Karton	Art.-Nr.	PZN
PureSite Transfer-Konnektor	2.400 Stück (24 x 100 Stück)	4551105	15202293

Neue Verpackung

Produkt	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
PureSite Transfer-Konnektor	2.400 Stück (24 x 100 Stück)	270724	19372187

*Verkaufseinheit: Packung zu 100 Stück, **PZN gilt für Packung zu 100 Stück

Produkt	VE/Karton	Art.-Nr.	PZN
PureSite Schutzkappe	2.400 Stück (48 x 50 Stück)	4551101	16006588

Produkt	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
PureSite Schutzkappe	2.400 Stück (48 x 50 Stück)	270725	19372193

*Verkaufseinheit: Packung zu 50 Stück, **PZN gilt für Packung zu 50 Stück