

Firma

## Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

#### Helimatic Cleaner enzymatic NF

enthält: < 3% Natriummono-(2-ethylhexyl) sulfat und < 0,3% Subtilisin  
Klare, farblos bis gelbliche, wassermischbare Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Konzentrat kann bei Augen- und bei längerem Hautkontakt zu Reizungen führen. Bei Verschlucken besteht die Gefahr der Schaumaspiration.  
Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Augenschutz: Bei Umgang mit Konzentrat sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, dichtschießende Schutzbrille.  
Handschutz: Bei Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe aus Naturkautschuk tragen. Handschuhe nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sowie bei regelmäßigem Gebrauch nach max. 1 Monat austauschen.  
Hautschutz: Bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden.  
Atemschutz: Nicht erforderlich, wenn Mittel sachgerecht verwendet wird.

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:** 112  
Verschütten: Betroffenen Bereich gut lüften, Schutzhandschuhen tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen. Vorsicht Rutschgefahr.  
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

### ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Arzt hinzuziehen!  
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.  
Nach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein, Reizung Arzt hinzuziehen.  
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen hervorrufen. Achtung bei Erbrechen - hohe Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile.  
Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung ablegen, auf Hautkontakt achten.  
Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.



### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 14.08.2017

Nr.: 00056-0356

Datum:

Unterschrift: