

Surecan®

Standard-Portkanüle, gebogen

Vertriebseinstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass aus produktionsbedingten Gründen der Vertrieb unserer abgewinkelten Surecan® Standard-Portkanüle zum Ende des Jahres 2024 eingestellt wird. Alternativ empfehlen wir Ihnen unsere Surecan® Safety II Sicherheitsportkanülen.



Vertriebseinstellung:

Surecan® Standard-Portkanüle, gebogen
Nicht-stanzende hochdruckbeständige
Standard-Injektionskanüle für Portkatheter-
Systeme (bis 325 psi (22,4 bar)).

Produkt	Gauge-Größe x Länge	VE*/Schachtel	Art.-Nr.	PZN**
Surecan®, gebogen	19 G, 15 mm		4438000	01058125
Surecan®, gebogen	19 G, 20 mm		4439430	01058131
Surecan®, gebogen	19 G, 25 mm		4439406	01058148
Surecan®, gebogen	20 G, 15 mm		4439929	01363360
Surecan®, gebogen	20 G, 20 mm		4439937	03429330
Surecan®, gebogen	20 G, 25 mm	50 Stück	4439945	03429347
Surecan®, gebogen	20 G, 35 mm		4434862	01058119
Surecan®, gebogen	22 G, 15 mm		4439813	03429293
Surecan®, gebogen	22 G, 20 mm		4439821	03429301
Surecan®, gebogen	22 G, 25 mm		4439830	03429318
Surecan®, gebogen	22 G, 35 mm		4434870	01058102

*Verkaufseinheit: Menge pro Schachtel, **PZN gilt für 1 Stück

Unsere Fachberater*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG

Iwona Wojcik

i. A.
Iwona Wojcik
Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion

M. Iber

i. A.
Maximilian Iber
Marketing Manager Regionalanästhesie


Surecan® Safety II Sicherheitsportkanüle

Hochdruckbeständige, nicht-stanzende Sicherheitsportkanüle für Portkatheter-Systeme


Produkteigenschaften

- Hochdruckbeständig bis 325 psi (22,4 bar)
- Gepolsterte, transparente Fixierplatte mit Flügeln
- Varianten ohne und mit vorkonnektiertem Caresite® Zugangssystem am Zuspritzport
- Mit integriertem Sicherheitsmechanismus
- Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird akustisch und visuell durch das Erscheinen des Grünen Punktes bestätigt

Unsere Alternative: Surecan® Safety II Sicherheitsportkanüle, ohne Zuspritzport

Surecan® Safety II	Gauge-Größe x Länge	VE*/Schachtel	Art.-Nr.	PZN**
 <p>Power Injections 325 psi</p>	19 G, 12 mm	20 Stück	4447042	13649512
	19 G, 15 mm		4447000	07799779
	19 G, 20 mm		4447001	07799785
	19 G, 25 mm		4447002	07799791
	19 G, 32 mm		4447003	07799816
	19 G, 38 mm		4447004	07799822
	20 G, 12 mm		4447043	13649529
	20 G, 15 mm		4447005	07799839
	20 G, 20 mm		4447006	07799845
	20 G, 25 mm		4447007	07799851
	20 G, 32 mm		4447008	07799868
	20 G, 38 mm		4447009	07799874
	22 G, 12 mm		4447044	13649535
	22 G, 15 mm		4447010	07799880
	22 G, 20 mm		4447011	07799897
	22 G, 25 mm		4447012	07799905
22 G, 32 mm	4447013	07799911		

Unsere Alternative: Surecan® Safety II Sicherheitsportkanüle, mit Zuspritzport

Surecan® Safety II, mit Zuspritzport	Gauge-Größe x Länge	VE*/Schachtel	Art.-Nr.	PZN**
	19 G, 12 mm	20 Stück	4447057	13649541
	19 G, 15 mm		4447045	12647267
	19 G, 20 mm		4447046	12647391
	19 G, 25 mm		4447047	12647416
	19 G, 32 mm		4447048	12647445
	19 G, 38 mm		4447049	10993451
	20 G, 12 mm		4447058	13649558
	20 G, 15 mm		4447050	12647468
	20 G, 20 mm		4447051	12647474
	20 G, 25 mm		4447052	12647563
	20 G, 32 mm		4447053	12647586
	22 G, 12 mm		4447059	13649564
	22 G, 15 mm		4447054	12647155
	22 G, 20 mm		4447055	12647161
	22 G, 25 mm		4447056	12647178

*Verkaufseinheit: Menge pro Schachtel, **PZN gilt für 1 Stück