

Omnifix®-F Solo mit Luer-Lock-Ansatz

Dreiteilige 1 ml Feindosierungsspritze

NEU

Mit der neuen Omnifix®-F Solo Einmalspritze mit Luer-Lock-Ansatz wird das B. Braun Programm der Feindosierungsspritzen um eine neue 1 ml Variante ergänzt. Die neue Omnifix®-F 1 ml eignet sich aufgrund ihrer Vorteile für das präzise Aufziehen und die exakte Verabreichung kleinster Volumina. Aufgrund des integrierten Spardorns hat die Omnifix®-F 1 ml Spritze kaum Totraumvolumen, der Luer-Lock Anschluss gewährleistet eine sichere Konnektion.

ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns und somit kein Medikamentenverlust
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

B. BRAUN OMNIFIX® -F SOLO 1 ML

- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen und Polystyrol
- Kolbenstopfen aus sythetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Spritzenkolben mit Spardorn **1**
- Mit integriertem Kolbenstopp **2**
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



B. BRAUN OMNIFIX® -F SOLO 1 ML MIT LUER-LOCK-ANSATZ, GEFERTIGT NACH EN ISO 7886-1

Produkt	Größe	Ansatz	Graduierung	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Omnifix®-F Solo	1 ml	Luer-Lock	0,01 ml	24 x 100 Stück	9167006V	12749565	folgt

*VE Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück