



Actreen® Mini Cath HiMiV: 15.25.14.5071

Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	228010DE	10216959	30 Stück
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	228012DE	10216965	30 Stück
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	228014DE	10216971	30 Stück

Actreen® Mini Set HiMiV: 15.25.14.8043

Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	239010DE	10077357	30 Stück
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	239012DE	10077363	30 Stück
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	239014DE	10077386	30 Stück



Tauchen Sie auf unserer Actreen® Mini Website in persönliche Erfahrungsberichte ein. Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen.

## Actreen® Mini Cath & Set

Mein Leben. Meine Freiheit.  
Mein Actreen® Mini



### Kontinenz

#### Ein sicheres Gefühl

Mit einer – auf die jeweilige Kontinenzstörung angepassten Versorgung von B. Braun – kann der Betroffene wieder mit einem sicheren Gefühl am Familien- und Gesellschaftsleben teilnehmen.



Für mehr Flexibilität und Freiheit

**NEU**



**(0 800) 22 720 22**

Beratungs-Hotline für Patienten und Angehörige:  
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr (gebührenfrei)

[www.actreen-mini.de](http://www.actreen-mini.de)

[www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de)

B. Braun Melsungen AG | OPM  
34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50  
[www.ambulant-bbraun.de](http://www.ambulant-bbraun.de)

HD.03.09.14/2 Nr. 9998673 Stand: 09/2014

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Actreen® Mini Cath & Actreen® Mini Set

Unsere Actreen® Minis schenken Ihnen die Freiheit, sich auf die wirklich schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Ganz gleich, wonach Ihnen gerade der Kopf steht.

Dank des Mini-Formats finden Actreen® Mini Cath & Actreen® Mini Set in jeder Tasche einen Platz – so werden unsere „Minis“ zum unsichtbaren und hilfsbereiten Begleiter. Ganz gleich wo oder wann Actreen® Mini benötigt wird.

Dank der überaus gleitfähigen Beschichtung ist der Katheter jederzeit sofort einsatzbereit und gleichzeitig sanft und sicher in der Anwendung.

Actreen® Mini ist ein perfekter Begleiter und immer bereit, wenn Sie es sind ...

## Die Vorteile unserer „Minis“

## für Sie auf einen Blick:

Zum Öffnen des Katheters und Entfernen der Folie, bitte immer direkt am Konnektor greifen!

Neues Design



### Sofort einsatzbereit

Keine Aktivierung notwendig!

### Schonender Gleitfilm

Für anhaltende Gleitfähigkeit und geschmeidiges Einführen sowie müheloses Entfernen – egal wie viel Zeit für die Katheterisierung benötigt wird.

### Sanfte Augen

Atraumatisch abgerundete Katheteraugen schonen die empfindliche Harnröhrenschleimhaut und minimieren das Infektionsrisiko. Für eine vollständige Entleerung der Blase sind die Augen besonders hoch platziert.

### Kompakter Universalkonnektor

vermeidet Kontakt mit der Toilette und bietet Anschluss für diverse Urinbeutel.


### Praktischer Griff

Die Griffhilfe erleichtert die Handhabung und ermöglicht ein sicheres und steriles Einführen.

### Frei

von Latex, PVC und DEHP.

Neues Produkt



### Antirefluxventil

verhindert den Rückfluss des Urins in den Katheter und ermöglicht eine sichere Anwendung in jeder Position.

### Perforation zum Öffnen des Beutels

Durch Aufreißen der perforierten Lasche kann der Auffangbeutel problemlos entleert werden.

### Beutelvolumen von 700 ml

Der Beutel hat ein Volumen von 700 ml und ist fest mit dem Katheter verbunden.

