

# Venenverweilkanülen Pädiatrie G24 (gelb)

Venenverweilkanülen Pädiatrie	Bezeichnung	Katheter- material	Fixier- flügel	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Flussrate (ml/min)	VE/ Stück	Art.-Nr. (REF)
	Introcan®	FEP		19	0,7	22	200	4252071B
	Introcan® Certo	PUR		19	0,7	22	200	4251300
	Introcan®-W	FEP	■	19	0,7	22	200	4254074B
	Introcan®-W Certo	PUR	■	19	0,7	22	200	4253302
	Vasofix® Certo	PUR	■	19	0,7	22	200	4269071
	<b>Mit Sicherheitsmechanismus</b>							
	Introcan Safety®	FEP		19	0,7	22	200	4252500-01
	Introcan Safety®	FEP	■	19	0,7	22	200	4254503-01
	Introcan Safety®	PUR		19	0,7	22	200	4251601-01
	Introcan Safety®	PUR	■	19	0,7	22	200	4253523-01
	Introcan Safety®	PUR		14	0,7	26	200	4251607-01
	Introcan Safety®	PUR	■	14	0,7	26	200	4251614-01
	Introcan Safety®	PUR		32	0,7	17	200	4251623-01
	Introcan Safety® 3	PUR	■	19	0,7	22	200	4251127-01
	Vasofix® Safety	PUR	■	19	0,7	22	200	4269071S-01



Beispielabbildung:  
Introcan Safety®  
mit Fixierflügeln