

Firma

**Betriebsanweisung**  
gem. § 14 GefStoffV

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Hämodialyse-Konzentrat (Bic) 5% / 8,4%**

Farblose, geruchlose, wassermischbare Flüssigkeit

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei sachgemäßer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine gesundheitlichen Schäden bekannt geworden.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen.



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:** 112  
Verschütten: Schutzhandschuhen tragen, feucht abwischen und mit Wasser nachreinigen.  
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

## ERSTE HILFE



Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Beschwerden ärztliche Behandlung anfordern.

**Arzt:**

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0248

Datum:

Unterschrift: