

NEXADIA®

TURNING DATA INTO KNOWLEDGE



Das System NEXADIA® ist unsere intelligente IT-Lösung für alle Anforderungen an das Datenmanagement in der Dialyse und darüber hinaus.

Es besteht aus zwei einzelnen Softwareanwendungen, die sich gegenseitig ergänzen: Das Patientendatenmanagementsystem NEXADIA® expert und unsere neue Monitoring-Software NEXADIA® monitor 2.



Scannen Sie den QR-Code, um die NEXADIA®-Animation zu sehen

SICHERHEIT

- Vermeiden Sie Fehler bei der manuellen UF-Berechnung
- Senken Sie das Risiko manueller Eingabefehler
- Umfassende Dokumentation
- Höhere Sicherheit bei Behandlung und Medikation

QUALITÄT

- Mehr Zeit für den Patienten
- Mehr Patienteninformationen
- Bessere Rückverfolgbarkeit
- Einfacherer Datenaustausch
- Umweltschutz durch papierlose Dokumentation

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Papierlose Behandlungsdokumentation am Patientenbett
- Automatisches Aufzeichnen aller relevanten Daten
- Weniger Routinearbeit
- Schnellerer Zugang zu mehr und genaueren Daten

NEXADIA®

TURNING DATA INTO KNOWLEDGE



NEXADIA® monitor 2

Alle Daten der im Netzwerk angebotenen Geräte (Dialysegeräte, Patientenwaagen, externe Analysegeräte etc.) werden von NEXADIA® monitor 2 automatisch erfasst, konsolidiert und gespeichert. Die Monitoring-Software kommuniziert direkt und vollständig bidirektional mit den Dialysesystemen Dialog+ und Dialog iQ von B. Braun.

- Vollständig bidirektionale Kommunikation mit Dialog+/iQ
- Zeitersparnis durch Automatisierung arbeits- und zeitintensiver Aufgaben (21 Minuten pro Behandlung)¹
- Automatische UF-Berechnung
- Vorkonfigurierte Einstellungen von Dialog+/iQ
- Automatischer Download individueller Behandlungsparameter und Checklisten
- Kommunikation zwischen Arbeitsstation und Dialog+/iQ via Messaging
- Übertragung von Ereignissen/Vorfällen direkt von Dialog+/iQ
- Zentraler und detaillierter Überblick über alle laufenden Behandlungen



Scannen Sie den QR-Code, um den Trailer für NEXADIA® monitor 2 zu sehen



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie, wie ein Nierenzentrum durch NEXADIA® Zeit gewinnt

NEXADIA® expert

NEXADIA® expert ist unser umfassendes, modernes Patienten-datenmanagementsystem (PDMS) für ein Klinikmanagement auf hohem Niveau. Mit dieser Software können Sie alle patienten- und therapie-relevanten Informationen sowie Klinikdaten effizient sammeln, verwalten und archivieren.

- Patienten- und Therapiedaten sowie Klinikdaten (Informationen für Abrechnung, Qualitätssicherung etc.)
- Individuelle und umfassende Behandlungs- und Pflegeplanung sowie -dokumentation
- Informationsaustausch mit Laboren, Krankenhausinformationssystemen (KIS) und sonstigen externen medizinischen Systemen
- Einfache Datenübertragung via Health Level 7 (HL7), XML-Schnittstellen etc.
- Individuell konfigurierbar
- Alle medizinischen Daten auf einen Blick

QUELLE

¹ Osterkorn D. Networking for success in dialysis centers: A prospective comparative analysis. Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement. 2006; 11: 112-116.