

Aesculap Surgical Instruments

Retraktions-System MÜNSTER

Das universelle Retraktionssystem



Retraktions-System MÜNSTER

Das System

„Einer für Alle“

- Ein** System für **alle** Indikationen in
- Viszeralchirurgie
 - Urologie
 - Gynäkologie
 - Abdominale Gefäßchirurgie

Eine Vielzahl an Rahmen, Klemmen, Stangen und Wundhaken ermöglicht es, ein individuell angepasstes Retraktions-System zusammenzustellen, welches praktisch keine Wünsche mehr offen lässt.

- universell • flexibel • sicher • einfach in der Handhabung •



Geschlossener Rahmen




Offener Rahmen


Retraktions-System MÜNSTER

Elemente des geschlossenen Rahmensystems


Rahmen




Rahmen-Verlängerungen




Klemmen




Stangen




Wundhakenblätter




Elemente des offenen Rahmensystems




Rahmen




Rahmen-Halterung



Klemmen





Stangen




Wundhakenblätter

Retraktions-System MÜNSTER

Rahmen, rund



- BV814R Abdominalring I, teilbar, 238 x 180 mm
- BV815R Abdominalring II, teilbar, 238 x 270 mm
- BV817R Abdominalring III, teilbar, 408 x 350 mm



- BV816R Vaginalring, 20° abgewinkelt, 270 x 200 mm, nicht teilbar

Rahmen-Verlängerungen



- BV819R Ring-Verlängerungsstange, 100 mm (1 Paar)




- BV821R Ring-Verlängerungsstange, 250 mm (1 Paar)




- BV820R Ring-Verlängerungsstange, gebogen, 250 mm (1 Paar)




Rahmen, offen



BV845R Sichelrahmen, V-Form (1 Paar)




BV846R Sichelrahmen, U-Form (1 Paar)



Rahmen-Halterung





BV844R Rahmenhalterung



Retraktions-System MÜNSTER

Klemmen



BV822R Befestigungsklemme
für Raststangen




BV838R Befestigungsklemme,
mit Arretierungsfunktion für
Achtkant-Raststangen



BV837R Befestigungsklemme, drehbar,
ohne Rastmechanismus






Stangen



Runde Raststangen

- BV825R 150 mm
- BV826R Verlängerungsstück, 100 mm
- BV827R Endstück, 60 mm
- BV834R mit Gelenk, 200 mm



Achtkant-Raststangen

- BV840R 220 mm
- BV839R 120 mm
- BV833R mit Gelenk und mit Feststellmöglichkeit, 220 mm



- BV828R Stange, **rund**, glatt, 200 mm, nur für Klemme BV837R




- BV835R Kupplungsstück für KSV-Wundhaken, siehe Seite 12


















- FG 290R Schlüssel zum Sichern der Wundhakenblätter auf den Stangen BV840R, BV839R, BV833R und BV834R

Retraktions-System MÜNSTER


Klemmen - Stangen - Kombinationsmöglichkeiten




	Klemmen BV822R	BV838R	BV837R
 Rund-Raststangen BV825R, BV826R, BV834R			
 Achtkant-Raststangen BV839R, BV840R, BV833R			
 Glatte Stange BV828R			

-  = optimale Kombination
-  = eingeschränkte Funktion
-  = nicht verwendbar



Die Kombination der Befestigungsklemme BV838R mit den Achtkant-Rast-Stangen BV839R und BV840R ermöglicht eine Arretierung der Retraktoren gegen Rotation.



Wundhakenblätter



- BV961R Bauchdeckenhaken, Größe I, 62 x 67 mm
BV962R Bauchdeckenhaken, Größe II, 80 x 80 mm



- BV945R Bauchdeckenhaken, 50 x 90 mm
BV946R Bauchdeckenhaken, 50 x 105 mm




- BV947R Wundhaken KELLY, 63 x 50 mm
BV948R Wundhaken KELLY, 70 x 63 mm



- BV972R Bauchdeckenhaken, 100 x 100 mm
BV973R Bauchdeckenhaken, 100 x 120 mm

Retraktions-System MÜNSTER

Wundhakenblätter mit Kugelschnellverschluß (KSV)



- BV555R Blätter (Paar), 48 x 59 mm, KSV
- BV556R Blätter (Paar), 58 x 80 mm, KSV
- BV557R Blätter (Paar), 72 x 84 mm, KSV



- BV551R Blätter (Paar), 37 x 62 mm, KSV
- BV552R Blätter (Paar), 37 x 80 mm, KSV
- BV553R Blätter (Paar), 37 x 98 mm, KSV



- BV558R Blätter (Paar), 59 x 80 mm, KSV



- BV959R Y-Blasenspatel, 170 x 73 mm, KSV



- BV835R Kupplungsstück für KSV-Wundhaken, siehe Seite 9


Wundhakenblätter



- BV950R Wundhaken MIKULICZ, 120 x 50 mm
BV951R Wundhaken MIKULICZ, 155 x 50 mm



- BV952R Leberhaken, 140 x 85 mm




- BV953R Blasenspatel, 115 x 85 mm,
30° aufgebogen



- BT625R Leberhaken, 125 x 140 mm

Retraktions-System MÜNSTER

Wundhakenblätter



BV949R Wundhaken KELLY, 150 x 39 mm

BV965R Wundhaken KELLY, 220 x 40 mm

BV966R Wundhaken KELLY, 220 x 70 mm

BV967R Wundhaken KELLY, 220 x 70 mm

BV964R Vaginalretraktor post. Blatt, 115 x 25 mm

BV968R Wundhaken, 220 x 25 mm



Wundhakenblätter



- BV954R Bauchspatel, biegsam, 220 x 30 mm
- BV955R Bauchspatel, biegsam, 220 x 40 mm
- BV956R Bauchspatel, biegsam, 220 x 50 mm
- BV957R Bauchspatel, biegsam, 220 x 85 mm



- BV960R Wundhaken DEEVER,
85 x 25 mm, Fig. 2¹/₂




- BV963R Vaginalretraktor,
seitliches Blatt, 75 x 25 mm



- BV958R Wundhaken HARRINGTON,
127 x 62 mm




- BV836R Griff für Wundhakenblätter,
mit Gewindeanschluss



Retraktions-System MÜNSTER


OP-Tisch-Fixierung



- BV829R Haltearm
- RT092R Fixierelement zur Verbindung von BV829R oder BV842R mit RT069R
- RT069R Stange mit Adapter zur Montage an OP-Tischschienen mit den Maßen: Breite 9-10 mm x Höhe 25-35 mm





OP-Tisch-Fixierung



BV842R Gelenkhaltearm für Abdominalring

RT092R Fixierelement zur Verbindung von BV842R oder BV829R mit RT069R

RT069R Stange mit Adapter zur Montage an OP-Tischschienen mit den Maßen: Breite 9-10 mm x Höhe 25-35 mm



BV843R Fixationselement für Abdominalringe. Erlaubt eine absolut sichere horizontale Fixierung der Abdominalringe

Retraktions-System MÜNSTER

ROCHARD-OP-Tisch-Fixierung

BT708R Befestigungsgestell mit beidseitiger Fixierung an den Seitenschiene der OP-Tische, dadurch mehr Stabilität, zur Sterilisation zerlegbar.


für Seitenschiene mit Querschnitt 25 x 10 mm




BV823R ROCHARD-Adapter

BV822R Befestigungsklemme, für Rund-Raststangen

BV828R Stange, 200 mm, glatt



Zubehör zur Lagerung



BV831R Siebkorb, 540 x 253 x 100 mm,
zur Lagerung der Wundhakenblätter

BV832R Siebkorb, 540 x 253 x 50 mm,
zur Lagerung der Abdominalringe,
Raststangen und Befestigungsklemmen



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur
Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck,
auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme
der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.