




NEUROCHIRURGIE

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

FÜR FEINES UND PRÄZISES OPERIEREN

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE



Piktogramm mit
Instrumententyp

Farbkodierung

Farbkodierte Profilgriffe ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Art des Instruments.



Noir® Scheren



Scheren



Fasszangen



Pinzetten





Nadelhalter



Herkömmliche
Mikroschere




30% feinere Instrumen-
tenspitzen verglichen
mit herkömmlichen
Mikroinstrumenten



Abgewinkelte Bajonett- form

für verbesserte Sicht.
Die Hand des Chirurgen
wird weiter aus
dem Mikrosichtfeld
gebracht.



AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

Noir®


Die ästhetische schwarze Noir® Oberflächenbeschichtung verringert störende Lichtreflektionen.




Noir® Scheren,
aufgebogen



Gezahnte Scherenblätter
verringern das Risiko
von Herausgleiten
des Gewebes während
des Schneidens




ROTER farbkodierter
Profilgriff für Noir®
Scheren



SCHEREN



Maulteile


spitz/spitz 



	FM146B	FM147B	FM148B	FM149B
Arbeitslänge	60 mm 2 1/8"	70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"
Gesamtlänge	185 mm 7 1/3"	195 mm 7 3/4"	215 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"

1/2

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

SILBER – SENSATION SCHEREN









SCHEREN

Scheren,
abgebogen

Scheren,
abgewinkelt



1/2

Maulteile

spitz/spitz



FM163R

stumpf/stumpf



FM164R

FM167R

FM168R

FM169R

Arbeitslänge

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

Gesamtlänge

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

SILBER – SENSATION SCHEREN



Scheren,
gerade




Maulteile

spitz/spitz		FM120R	FM122R	FM124R	FM159R
spitz/stumpf		FM130R	FM132R	FM134R	-
stumpf/stumpf		FM140R	FM142R	FM144R	FM160R
Arbeitslänge		70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"	135 mm 5 1/3"
Gesamtlänge		195 mm 7 3/4"	220 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"	265 mm 10 1/2"



SCHEREN

Scheren,
aufgebogen



1/2

Maulteile

spitz/spitz


spitz/stumpf

stumpf/stumpf

Arbeitslänge	70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"	135 mm 5 1/3"
Gesamtlänge	195 mm 7 3/4"	220 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"	265 mm 10 1/2"

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

SILBER – SENSATION FASSZANGEN



GRAUER farbkodierter Profilgriff für Fassungszangen



Fassungszange mit Zahnung für Fassen und Halten von Gewebe und für leichtes Anheben von feinen Strukturen



Gezahnter Tumorköbel zum Abtragen von Tumorgewebe



FASSZANGEN MIT
ZAHNUNG UND
TUMORFASSZANGEN



Maulteile

1 x 2 Zähne

Pinzette mit Zahnung

FM174R

2,5 mm

Tumorfasszange

-

FM176R

FM178R

3,5 mm

Tumorfasszange

-

FM177R

FM179R

Arbeitslänge

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

120 mm 4 3/4"

Gesamtlänge

210 mm 8"

210 mm 8"

245 mm 9 3/4"


1/2

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE

SILBER – SENSATION PINZETTEN




SCHWARZER farbkodierter
Profilgriff für Pinzetten



Greifen von feinen Strukturen



Der Führungs-Stift ver-
hindert ein Überkreuzen
der Spitzen



PINZETTEN



1/2

Maulteile


0,5 mm

0,9 mm


	FM150R	FM153R	FM156R
	FM151R	FM154R	FM157R
Arbeitslänge	70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"
Gesamtlänge	195 mm 7 3/4"	215 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"

AESCULAP® SENSATION MIKROINSTRUMENTE


SILBER – SENSATION NADELHALTER



GRÜNER farbkodierter Profilgriff für Nadelhalter



Gebogene und feine Nadelhalterspitze für Nadeln der Größe 7/0 und kleiner



Für die Aufbewahrung der SENSATION Mikroinstrumente empfehlen wir den Siebkorb FM665R. In diesem können bis zu 14 Instrumente gelagert werden.



JK701P

3/4 Container (Grundausführung)
passend für FM665R (ohne Abbildung)

FM665R

Siebkorb mit Instrumentenhalterung
und Deckel für die Lagerung der
SENSATION Mikroinstrumente (ohne
Instrumente)



Maulteile
0,5 mm

	FM170R	FM173R	FM175R
Arbeitslänge	70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"
Gesamtlänge	198 mm 7 3/4"	217 mm 8 1/2"	247 mm 9 3/4"

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Noir“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008129 Stand: 12/2020