

Surecan® Safety II Spezialschliff-Sicherheitsportkanülen

Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 190 +/- 10 mm



Größe	Ø Kanüle (mm)	Stichlänge (mm)	Max. Totvolumen (ml)	VK-Einheit/ Stück	REF	PZN
■ G 19	1,1	12	0,30	20	4447042	13649512
■ G 19	1,1	15	0,30	20	4447000	07799779
■ G 19	1,1	20	0,30	20	4447001	07799785
■ G 19	1,1	25	0,30	20	4447002	07799791
■ G 19	1,1	32	0,30	20	4447003	07799816
■ G 19	1,1	38	0,30	20	4447004	07799822
■ G 20	0,9	12	0,25	20	4447043	13649529
■ G 20	0,9	15	0,25	20	4447005	07799839
■ G 20	0,9	20	0,25	20	4447006	07799845
■ G 20	0,9	25	0,25	20	4447007	07799851
■ G 20	0,9	32	0,25	20	4447008	07799868
■ G 20	0,9	38	0,25	20	4447009	07799874
■ G 22	0,7	12	0,20	20	4447044	13649535
■ G 22	0,7	15	0,20	20	4447010	07799880
■ G 22	0,7	20	0,20	20	4447011	07799897
■ G 22	0,7	25	0,20	20	4447012	07799905
■ G 22	0,7	32	0,20	20	4447013	07799911

Surecan® Safety II Spezialschliff-Sicherheitsportkanüle mit vorkonnectiertem Caresite® Zugangssystem am Zuspritzport



Größe	Ø Kanüle (mm)	Stichlänge (mm)	Max. Totvolumen (ml)	VK-Einheit/ Stück	REF	PZN
■ G 19	1,1	12	0,62	20	4447057	13649541
■ G 19	1,1	15	0,62	20	4447045	12647267
■ G 19	1,1	20	0,62	20	4447046	12647391
■ G 19	1,1	25	0,62	20	4447047	12647416
■ G 19	1,1	32	0,62	20	4447048	12647445
■ G 19	1,1	38	0,62	20	4447049	10993451
■ G 20	0,9	12	0,53	20	4447058	13649558
■ G 20	0,9	15	0,53	20	4447050	12647468
■ G 20	0,9	20	0,53	20	4447051	12647474
■ G 20	0,9	25	0,53	20	4447052	12647563
■ G 20	0,9	32	0,53	20	4447053	12647586
■ G 22	0,7	12	0,46	20	4447059	13649564
■ G 22	0,7	15	0,46	20	4447054	12647155
■ G 22	0,7	20	0,46	20	4447055	12647161
■ G 22	0,7	25	0,46	20	4447056	12647178