



# Vasco<sup>®</sup> Nitril Soft

Latexfrei und extra leicht

# Vasco® Nitril Soft

Latexfrei und extra leicht



Weiches Material **WIE EINE ZWEITE HAUT**

Leichtes Handschuhdesign für **HOHEN TRAGEKOMFORT** und **HOHE TASTSENSIBILITÄT**

Effektive Kombination aus **WANDDICKE** und **BARRIEREEIGENSCHAFTEN**

Frei von Latexproteinen - **IDEAL FÜR MENSCHEN MIT LATEXALLERGIE TYP 1**

Die **KOSTENGÜNSTIGEN** Untersuchungshandschuhe aus Nitril



AQL 1,0



AQL 1,5



- Untersuchungshandschuhe gemäß MDD 93/42/EEG, EN 455
- Schutzhandschuhe gemäß PPE 89/686/EEG, EN 420, EN 374
- Aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt
- Puderfrei und online chloriert
- Durchschnittliche Wanddicke am Handteller: min. 0,05 mm

## Vasco® Nitril Soft white

Größe	VE	Art.-Nr.
XS	200 Stück	9201100
S	200 Stück	9201110
M	200 Stück	9201120
L	200 Stück	9201130
XL	180 Stück	9201140

## Vasco® Nitril Soft blue

Größe	VE	Art.-Nr.
XS	200 Stück	9201107
S	200 Stück	9201115
M	200 Stück	9201123
L	200 Stück	9201131
XL	180 Stück	9201149

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

Weitere Informationen zu technischen Daten sowie zur Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Zytostatika: [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)