



Einmalkatheter  
für Frauen  
und Männer

**Actreen®**  
EINE GUTE WAHL FÜR SIE  
UND DIE UMWELT

## Was hat intermittierender Selbstkatheterismus mit der Umwelt zu tun?



Die Verwendung von Einmalkathetern gehört zu Ihrem Alltag und kann dazu beitragen, Ihre Gesundheit zu erhalten und Ihre Lebensqualität zu erhöhen.

Nach dem Gebrauch bleibt jedoch nur die Entsorgung der Einmalkatheter im Müll. Das Gute ist: Sie können durch Ihre Katheterwahl beeinflussen, ob mehr oder weniger Abfall entsteht.

Unter dem Motto „Act green“ wurde Actreen® entwickelt, um weniger Plastikmüll zu produzieren und den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten.


### BERECHNEN SIE IHREN ABFALLVERBRAUCH

Möchten Sie wissen, wie viel weniger Abfall Sie durch die Verwendung von Actreen® produzieren?

Unser Abfallrechner hilft Ihnen, herauszufinden, wie viel Abfall Sie kurz- und langfristig mit Actreen® einsparen können. Und so gehts: Einfach QR-Code scannen und direkt zum Abfallrechner gelangen.



## Was bedeutet das für Sie?



Actreen® steht für mehr als eine sichere, praktische und komfortable Katheterisierung.

Der Katheter reduziert den täglich anfallenden Plastikmüll und Ihren Badezimmerabfall. Dadurch leistet Actreen® einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Auch wenn sich optisch alle Katheter ähneln, gibt es kleine Unterschiede, die langfristig eine große Wirkung auf unsere Umwelt haben.

### DIE KATHETERMODELLE UNTERSCHIEDEN SICH IN

- ihrem Gewicht
- ihrem Verpackungsmaterial
- ihrer Menge an Verpackungskomponenten und ihrer Wiederverwertbarkeit

Sie haben es in der Hand, welchen Katheter Sie nutzen und welcher Effekt dadurch für die Umwelt entsteht.

## Die ökologischen Vorteile von Actreen®



### Umweltfreundliches Kathetermaterial

Unsere Actreen® Katheter bestehen aus thermoplastischem Polyolefin (TPO). Sie enthalten keine Weichmacher und sind latex- und PVC-frei.



### Einfach zu recycelnde Verpackung

Verglichen mit anderen Kathetern besteht Actreen® und dessen Primärverpackung aus weniger Komponenten. Es beinhaltet kein Aluminium oder Hartplastik, die beide schwerer zu recyceln sind.



### Schadstofffreie Abfallentsorgung

Bei der Verbrennung setzt das PE-Kunststoffmaterial, aus dem Actreen® besteht, keine giftigen Verbindungen frei. Der Prozess ist frei von Luftverschmutzung.



### Weniger Gewicht

Thermoplastisches Polyolefin hat eine sehr geringe Dichte, deshalb wird für die Herstellung von Actreen® Kathetern weniger Material als bei vergleichbaren Produkten aus PVC benötigt. Dies führt zu einer Reduzierung des gesamten Materialverbrauchs und der Kunststoffabfälle.

## Unser Engagement für die Umwelt



Mit unseren Actreen® Kathetern geben wir Antworten auf Fragen, die Sie bewegen: Fragen nach sicherer und komfortabler Handhabung.

Mit unserem einfachen Design und der Wahl des Materials beantworten wir Fragen, die uns die Zukunft stellt: Fragen nach Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Verantwortung.

Es liegt auch an Ihnen, einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Somit tragen wir gemeinsam Sorge für unsere Umwelt und unsere Zukunft.

Handeln wir jetzt für morgen – mit Actreen®!



Für weitere Informationen zum nachhaltigen intermittierenden Selbstkatheterismus mit Actreen® besuchen Sie unsere Website.

[www.bbraun.de/actreen-fuer-die-umwelt](http://www.bbraun.de/actreen-fuer-die-umwelt)

# Produktübersicht Einmalkatheter



## Actreen® Mini Cath

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	9 cm	15.25.14.5071	30	228008DE	15582634
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	15.25.14.5071	30	228010DE	10216959
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	15.25.14.5071	30	228012DE	10216965
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	15.25.14.5071	30	228014DE	10216971
● 16	ø 5,3 mm	9 cm	15.25.14.5071	30	228016DE	15582640



## Actreen® Mini Set

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	15.25.14.8043	30	239010DE	10077357
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	15.25.14.8043	30	239012DE	10077363
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	15.25.14.8043	30	239014DE	10077386



## Actreen® Hi-Lite Nelaton Frauen

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 06	ø 2,0 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238306DE	09949332
● 08	ø 2,7 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238308DE	09949349
● 10	ø 3,3 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238310DE	09949355
○ 12	ø 4,0 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238312DE	09949361
● 14	ø 4,7 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238314DE	09949378
● 16	ø 5,3 mm	20 cm	15.25.14.5075	30	238316DE	09949384



## Actreen® Hi-Lite Set Nelaton

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 10	ø 3,3 mm	37 cm	15.25.14.8045	30	242210DE	11311915
○ 12	ø 4,0 mm	37 cm	15.25.14.8045	30	242212DE	11311921
● 14	ø 4,7 mm	37 cm	15.25.14.8045	30	242214DE	11311938
● 16	ø 5,3 mm	37 cm	15.25.14.8045	30	242216DE	11311944
● 18	ø 6,0 mm	37 cm	15.25.14.8045	30	242218DE	11311950

In Kürze auch in CH 08 erhältlich.



## Actreen® Hi-Lite Nelaton Männer

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	41 cm	15.25.14.5077	30	238208DE	09948918
● 10	ø 3,3 mm	41 cm	15.25.14.5077	30	238210DE	09948924
○ 12	ø 4,0 mm	41 cm	15.25.14.5077	30	238212DE	09948930
● 14	ø 4,7 mm	41 cm	15.25.14.5077	30	238214DE	09948947
● 16	ø 5,3 mm	41 cm	15.25.14.5077	30	238216DE	09948953



## Actreen® Hi-Lite Set Tiemann

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 10	ø 3,3 mm	37 cm	15.25.14.8046	30	242110DE	11311855
○ 12	ø 4,0 mm	37 cm	15.25.14.8046	30	242112DE	11311861
● 14	ø 4,7 mm	37 cm	15.25.14.8046	30	242114DE	11311878
● 16	ø 5,3 mm	37 cm	15.25.14.8046	30	242116DE	11311884
● 18	ø 6,0 mm	37 cm	15.25.14.8046	30	242118DE	11311890



## Actreen® Hi-Lite Tiemann

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	41 cm	15.25.14.5076	30	238108DE	09948812
● 10	ø 3,3 mm	41 cm	15.25.14.5076	30	238110DE	09948829
○ 12	ø 4,0 mm	41 cm	15.25.14.5076	30	238112DE	09948835
● 14	ø 4,7 mm	41 cm	15.25.14.5076	30	238114DE	09948841
● 16	ø 5,3 mm	41 cm	15.25.14.5076	30	238116DE	09948858

Sie sind aktiv, viel unterwegs und benötigen Ihre Katheter unauffällig an Ihrer Seite? Mit jeder Packung Actreen® erhalten Sie ein nachhaltiges Täschchen, in dem Sie Ihre Katheter unauffällig aufbewahren können.



05661-9147-7103

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns gerne an,  
kostenfrei und unverbindlich.

Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr.

[www.bbraun.de/actreen-fuer-die-umwelt](http://www.bbraun.de/actreen-fuer-die-umwelt)

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00

E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen