



Katheter mit  
integriertem  
Auffangbeutel  
für den Blasen-  
katheterismus

## Actreen<sup>®</sup> Hi-Lite Set ZU JEDER ZEIT UND ÜBERALL

# Actreen® Hi-Lite Set ZU JEDER ZEIT UND ÜBERALL

Menschen, die an Kontinenzstörungen leiden, benötigen eine diskrete, einfache und sichere Versorgung, um sich den Aufgaben des Alltags zu stellen.

Actreen® Hi-Lite Set wurde entwickelt, um das Leben überall und zu jeder Zeit einfacher zu machen.

Der gebrauchsfertige Einmalkatheter mit einem Urinauffangbeutel ist ideal für unterwegs, einfach zu benutzen und sofort einsatzbereit.



Actreen® Hi-Lite Set ist aufgrund der speziellen Wasser-Glycerin-Kombination bis zu 60 Minuten gleitfähig

B. Braun internal report, 2012



**DISKRET, ÜBERALL ...**

Actreen® Hi-Lite Set kann einfach gefaltet werden und in der beiliegenden Tasche diskret über den Tag verstaut werden.\*

\* Gilt nicht für Ch. 18.



Einfaches Öffnen des Beutels entlang der aufgedruckten Linie



**FREUNDLICH & PRAKTISCH**

Beutelkapazität 1 Liter,  
sichtbare Skala und  
ansprechendes Design



diskret



leicht



sicher



einfach zu benutzen und sofort einsatzbereit

**SICHER**

Antirefluxventil im Beutel minimiert das Risiko des ungewollten Auslaufens





EINFACH  
ZU ÖFFNEN.

Leicht und faltbar



Geeignet bei eingeschränkten  
Handfunktionen



Gute Fingerfertigkeit



### 3 ÖFFNUNGSMÖGLICHKEITEN

**Öffnung C:** Für eine komplette Entfernung der Schutzfolie

**Öffnung B-C:** No-Touch-System mit kleinem Folienabschnitt, der beim Einführen des Katheters verschoben werden kann

A

**Öffnung A:** Öffnung beim No-Touch-System mit langer Hülle, die vollständig zurückgeschoben werden kann

VERSCHIEBBAR,  
NO-TOUCH

ZIEHHARMONIKAEFFEKT, NO-TOUCH



### NÜTZLICHER GRIFF


Für eine sichere Anwendung


Das Material ist frei von  
PVC, DEHP und Latex.



# Actreen® Hi-Lite Set

## PRODUKTÜBERSICHT

Relaton 37 cm	CH	Durchmesser	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
	● 10	ø 3,3 mm	15.25.14.8045	30	242210DE	11311915
	○ 12	ø 4,0 mm	15.25.14.8045	30	242212DE	11311921
	● 14	ø 4,7 mm	15.25.14.8045	30	242214DE	11311938
	● 16	ø 5,3 mm	15.25.14.8045	30	242216DE	11311944
	● 18	ø 6,0 mm	15.25.14.8045	30	242218DE	11311950
In Kürze auch in CH 08 erhältlich						

Tiemann 37 cm	CH	Durchmesser	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
	● 10	ø 3,3 mm	15.25.14.8046	30	242110DE	11311855
	○ 12	ø 4,0 mm	15.25.14.8046	30	242112DE	11311861
	● 14	ø 4,7 mm	15.25.14.8046	30	242114DE	11311878
	● 16	ø 5,3 mm	15.25.14.8046	30	242116DE	11311884
	● 18	ø 6,0 mm	15.25.14.8046	30	242118DE	11311890
In Kürze auch in CH 08 erhältlich						

ERGÄNZEND ZU DEM ACTREEN® HI-LITE SET BIETEN WIR VON B. BRAUN NOCH FOLGENDE, GEBRAUCHSFERTIGE ACTREEN®-EINMALKATHETER AN:

Actreen® Mini Cath



Actreen® Mini Set



Actreen® Hi-Lite Cath



Actreen® Hi-Lite Set



Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten erhalten Sie unter [www.actreen.de](http://www.actreen.de) sowie unter [www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de)

Hotline (0 56 61) 71-33 99

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)