



B. Braun Infusionsbestecke

Alle Neuigkeiten auf einen Blick:

Als führender Hersteller bietet Ihnen B. Braun ab sofort gleich **3 x mehr Sicherheit** in der Infusionstherapie!

Wie?

1. Durch mehr Präzision und feinere Regulierung



Die neue B. Braun Rollenklemme

Anwendungsvorteile der neuen Rollenklemme mit erweitertem Einstellbereich:

- Höhere Präzision und Flussratenstabilität – Kein „Durchrauschen“ der Lösung
- Feinere, flexiblere Einstellung der Tropfraten
- Gleichbleibende Tropfrate
- Keine Nachregulierung der Tropfrate – Zeitersparnis
- Sanfte und mühelose Handhabung

2. Durch innovatives Material



Der neue Weichmacher* – DEHP-freie Infusionsleitungen

Anwendungsvorteile des neuen, als unbedenklich eingestuftes Weichmachers DEHT (DOTP) = Di-(2-ethylhexyl)-Terephthalat:

- Keine Reproduktionstoxizität entsprechend des SCENIHR** der Europäischen Kommission
- Umfangreiche Sicherheitsdokumentation
- Nicht Bestandteil von Negativ-Listen der Gesundheitsämter
- DEHT-Eastman™ 168: ein seit über 35 Jahren verwendeter Weichmacher in verschiedenen Bereichen
- 54% weniger Adsorption (mit 10% Fettlösungen)
- TÜV-Zertifikate für die Verwendung in volumetrischen Infusionspumpen

* Betrifft ausschließlich PVC-haltige Infusionsbestecke; Produkte vom Neutrapur-Typ (Polyurethan) enthalten KEINEN Weichmacher

**SCENIHR – Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks

3. Durch unverwechselbare Kennzeichnung



Das neue Verpackungskonzept von B. Braun Infusionsbestecken

Anwendungsvorteile des neuen Verpackungsdesigns:

- Klare und einfache Unterscheidung verschiedener Infusionsbestecke
- Einzelverpackung mit übersichtlich strukturierten Informationen
- Moderne Kennzeichnung aller Infusionsbestecke aus einem Guss

1. Vertikal und beidseitig bedrucktes Papier.

2. Fixe Merkmale des Infusionsbestecks.

3. Variable Produktionsdaten:
A Verfalldatum
B Herstellungsdatum
C Chargennummer
D Artikelnummer
E Pharmazentralnummer
F Sterilisationsverfahren: Gamma-Strahlen (R – Radiation) oder Ethylenoxid-Gas (EO)
G Schlauchlänge

4. Zur Identifikation der Zeichen siehe beiliegende Gebrauchsanweisung.

5. Druckbeständig 2 bar/15 min.

6. B. Braun Logo – Der Indikator für die Peel-off Seite.

7. Markenname und Infusionsbesteck-Typ.

8. Kennzeichnung der Produktlinie durch farbigen Balken (z. B. SafeSet = grün; Primeline = orange) und Unterscheidungspunkt (z. B. P = Druckinfusion, G = Schwerkraftinfusion).

9. Zusätzliche Produkteigenschaften, z. B. Schlauchlänge.

10. Bolusvolumen pro 1 m Schlauchlänge unter Druck.

11. Frei von DEHP-Phthalaten.

12. Bestimmungsgemäße Verwendung in unterschiedlichen Landersprachen sowie zusätzliche Kennzeichnungen wie Registrierung, etc.

13. „Grüner Punkt“ – Symbol für Recycling-Abfall.

14. Frei von Pyrogenen.

15. Kennzeichnung von Produktvarianten, die ein Rückschlagventil enthalten: farbiger Balken mit weißen Dreiecken.

Gebrauchsanweisung und zusätzliche Informationen sind in einem pro Versandkarton beiliegenden Booklet enthalten.

Die beschriebenen Neuheiten fließen in folgende Produktlinien ein:

- Intrafix®
- Exadrop®*
- Dosifix®
- Medifix®
- Original-Infusomat®-Leitungen
- Sangofix®
- Sangopur®
- Cyto-Set®*

*eingeschränkte Umsetzung – bedingt durch die jeweilige Produktspezifikation



Für detailliertere Informationen stehen Ihnen unser 6-seitiger Informationsprospekt (Artikelnr. 3966411) sowie unsere Fachberater im Außen- und Innendienst gerne zur Verfügung.

Hotline: (0 56 61) 71-62 61