



# VascuGraft® FLOW

Heparin-beschichtete ePTFE Gefäßprothesen



- Antithrombogene Oberfläche für bessere Hämokompatibilität
- Dauerhaft kovalente Heparin Beschichtung auf der luminalen Prothesenseite
- Breites Portfolio an Heparin-beschichteten Standard- und Dünnwand ePTFE Gefäßprothesen in unterschiedlichen Konfigurationen mit und ohne Spiralverstärkung
- Hervorragendes Nahtverhalten und geschmeidige Handhabung
- Zusätzlicher ePTFE Wickel für sehr gutes Nahrückhaltevermögen sowie hohe Berstfestigkeit
- Gut sichtbare Guideline zur einfachen Tunnelierung sowie für die Identifikation von Durchmesser und Wandstärke
- Spiralverstärkung für gute Knick- und Kompressionsstabilität, bei Bedarf einfach und problemlos zu entfernen

	Länge	Durchmesser	Artikelnummer	VE	
Standardwand (SW), Heparin-beschichtet	20 cm	6 mm	V1103706	1	
		7 mm	V1103707	1	
	40 cm	5 mm	V1103715	1	
		6 mm	V1103721	1	
		7 mm	V1103722	1	
	50 cm	8 mm	V1103723	1	
		70 cm	5 mm	V1103730	1
Standardwand (SW), Heparin-beschichtet, spiralverstärkt	50 cm	6 mm	V1103771	1	
		7 mm	V1103772	1	
		8 mm	V1103773	1	
	80 cm	6 mm	V1103786	1	
		7 mm	V1103787	1	
		8 mm	V1103788	1	
	Dünnwand (DW), Heparin-beschichtet	40 cm	5 mm	V1103815	1
			50 cm	6 mm	V1103821
50 cm		7 mm	V1103822	1	
		8 mm	V1103823	1	
		70 cm	5 mm	V1103830	1
80 cm		6 mm	V1103836	1	
		7 mm	V1103837	1	
		8 mm	V1103838	1	
Dünnwand (DW), Heparin-beschichtet, spiralverstärkt		40 cm	5 mm	V1103865	1
	50 cm		6 mm	V1103871	1
	50 cm	7 mm	V1103872	1	
		8 mm	V1103873	1	
		70 cm	5 mm	V1103880	1
	80 cm	6 mm	V1103886	1	
		7 mm	V1103887	1	
		8 mm	V1103888	1	

Die Produktmarke 'VascuGraft' ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.