


Werden Sie jetzt NRFit®!

Das Konnektionssystem für mehr Sicherheit
in der Schmerztherapie



Anwendungsvorteile

- Aufgabenspezifische Konnektoren sollen das Risiko von Fehlkonnektionen reduzieren.
- Die gelbe Farbkodierung (sofern möglich) und das NRFit® Verpackungslabel erlauben eine schnelle Erkennung von Produkten für die Regionalanästhesie.

Das Luer-System – im 19. Jahrhundert entwickelt und seit den 80er Jahren internationaler Standard bei Verbindungen zwischen Spritzen und Kanülen und Vielem mehr.

Der Vorteil dieses Systems ist gleichzeitig auch das größte **Risiko** bei Verwendung. Die universelle Konnektivität birgt gleichzeitig die Gefahr lebensbedrohlicher Verwechslungen.

Mit B. Braun als **Systempartner** bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand. Durch unser umfassendes Produktportfolio im Bereich der perioperativen Regionalanästhesie und dem damit verbundenen Wissen um die Prozesse profitieren Sie von unserem Know-How und unserer Expertise.

Wir unterstützen Sie gerne in der Planung und Durchführung Ihres hausindividuellen Umstellungsprojektes.



Sie möchten mit uns sicherer werden?

Gelangen Sie über den QR-Code zu unserem Kontaktformular oder sprechen Sie Ihren Fachberater im Außendienst an.