

# Haemocat® Signo

## Technische Daten

### Temporärer Doppellumen-Katheter für die Hämodialyse

Katheter-Sets:									
	Katheter				Führungsdraht		Versand- einheit (Stück)	Art.-Nr.	
	Ø (mm)	(F)	Länge (cm)	Lumen (G)	Ø (mm)	Länge (cm)			
Haemocat® Signo V 1215	4	12	15	11 / 11	0,89	50	10	7029601	
Haemocat® Signo V 1217	4	12	17	11 / 11	0,89	50	10	7029653	
Haemocat® Signo V 1220	4	12	20	11 / 11	0,89	50	10	7029685	
Einzel-Katheter:									
Haemocat® Signo 1215	4	12	15	11 / 11	–	–	10	7029600	
Haemocat® Signo 1217	4	12	17	11 / 11	–	–	10	7029652	
Haemocat® Signo 1220	4	12	20	11 / 11	–	–	10	7029684	
Katheter-Zubehör:									
Certodyn® Universaladapter									4150228
Durchflussraten / Füllvolumina:									
		Durchflussrate* (ml/min)		Füllvolumen (ml)					
Haemocat® Signo V 1215	distal	266		1,2					
	proximal	293		1,2					
Haemocat® Signo V 1217	distal	242		1,3					
	proximal	277		1,3					
Haemocat® Signo V 1220	distal	234		1,4					
	proximal	261		1,4					

\* in-vitro-Leistungen nach ISO 10555

Bestandteile des Katheter-Sets:	
■	Doppellumen-Katheter
■	Ventilkanüle 18 G (1,3 mm)
■	Markierter Führungsdraht mit flexibler J-Spitze im Dispenser
■	Dilatator 12 F
■	Skalpell
■	IN-Stopfen
■	Verbindungskabel für die Ableitung des Vorhof-EKG
■	Spritze: Omnifix® 5 ml



**B. Braun Avitum AG**

Schwarzenberger Weg 73-79  
34212 Melsungen

Deutschland

Tel (0 56 61) 71-26 24

Fax (0 56 61) 75-26 24

e-mail: [dialyse@bbraun.com](mailto:dialyse@bbraun.com)

[www.bbraun-dialyse.de](http://www.bbraun-dialyse.de)