

Handschuhe und Schutzbekleidung

Für Ihre persönliche Sicherheit






Inhaltsverzeichnis

Operationshandschuhe und Schutzhandschuhe	4	Handschuh-Wandhalterung	21
Naturkautschuklatex puderfrei - Premium	Vasco® OP Sensitive 6 Vasco® OP Grip 6 Vasco® OP Underglove 7	TRIO Handschuh-Wandhalterung	21
Polyisoprene	Vasco® OP Free 8	QUATTRO Handschuh-Wandhalterung	21
Naturkautschuklatex gepudert	Vasco® OP Powdered 9	Schutzbekleidung	22
Naturkautschuklatex puderfrei - Standard	Vasco® OP eco 9	Folitetex® OP-Schürze	22
Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe	10	Folitetex® Shoe covers Überziehschuhe	22
Naturkautschuklatex	Vasco® Sensitive 12 Manufix® Sensitive 12	Manuplast® PE Handschuhe	22
Nitril	Vasco® Nitril sky-blue 13 Vasco® Nitril cloud-white 14 Vasco® Nitril light 14 Vasco® Nitril white 15 Vasco® Nitril blue 15 Vasco® Nitril Soft white 17 Vasco® Nitril Soft blue 17 Vasco® Nitril semilong white 19 Vasco® Nitril Guard long 20	Extrufix® Abfallbeutel	23
Vinyl	Vasco® Vinyl Powder-free 20		

Operations- und Schutzhandschuhe

Übersicht



Operations- und Schutzhandschuhe

zurück zur Übersicht

Naturkautschuklatex | Puderfrei | Anatomisch geformt | Steril

Vasco® OP Sensitive

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,21 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
5,5	40 Paar	6080990	01562272
6	40 Paar	6081002	04423826
6,5	40 Paar	6081010	04423832
7	40 Paar	6081029	04423849
7,5	40 Paar	6081037	04423855
8	40 Paar	6081045	04423861
8,5	40 Paar	6081053	04423878
9	40 Paar	6081060	00539555



Vasco® OP Underglove

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,20 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
5,5	40 Paar	6081199	12581232
6	40 Paar	6081200	12581249
6,5	40 Paar	6081218	12581255
7	40 Paar	6081226	12581261
7,5	40 Paar	6081234	12581278
8	40 Paar	6081242	12581284
8,5	40 Paar	6081259	12581309
9	40 Paar	6081267	12581315



Vasco® OP Grip

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,22 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
5,5	40 Paar	6081409	11139741
6	40 Paar	6081417	11139758
6,5	40 Paar	6081425	11139764
7	40 Paar	6081433	11139770
7,5	40 Paar	6081441	11139787
8	40 Paar	6081450	11139793
8,5	40 Paar	6081468	11139801
9	40 Paar	6081476	11139818



Das „Double Gloving“ erhöht Ihre persönliche Sicherheit

Das Übereinandertragen von zwei Paar OP-Handschuhen (double gloving) während der Operationen reduziert das Risiko von Infektionen für medizinisches Fachpersonal und Patienten. Mit Hilfe des „Double Gloving“ können Perforationen am äußeren Handschuh schnell erkannt und das Risiko von Perforationen am inneren Handschuh signifikant gesenkt werden. Wird der grüne Vasco® OP Underglove (Unterziehhandschuh) mit einem zweiten

Vasco® OP-Handschuh kombiniert, erscheint sofort ein dunkler Bereich, falls Flüssigkeit in den äußeren Handschuh eindringt.

Die Grünfärbung des Unterziehhandschuhs ermöglicht die schnelle Erkennung einer Perforation und der Handschuh kann umgehend gewechselt werden.



Operations- und Schutzhandschuhe

zurück zur Übersicht

Latexfrei | Puderfrei | Anatomisch geformt | Steril

Vasco® OP Free

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzbekleidung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus synthetischem Polyisopren
- Puderfrei
- Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,21 mm
- Mikrorau Oberfläche
- Hohe Griffsensitivität

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
5,5	40 Paar	9208291	-
6	40 Paar	9208305	03736150
6,5	40 Paar	9208313	03736167
7	40 Paar	9208321	03736173
7,5	40 Paar	9208330	03736196
8	40 Paar	9208348	03736204
8,5	40 Paar	9208356	03736210
9	40 Paar	9208364	06417391




Naturkautschuklatex | Anatomisch geformt | Steril

Vasco® OP Powdered

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus Naturkautschuklatex
- Gepudert
- Polymer-Innenbeschichtung
- Hohe Griffsensitivität
- Mikrorau Oberfläche
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,21 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
6	50 Paar	6031510	14382689
6,5	50 Paar	6031525	14382695
7	50 Paar	6031532	14382726
7,5	50 Paar	6031546	14382732
8	50 Paar	6031553	14382749
8,5	50 Paar	6031564	14382755




Naturkautschuklatex | Puderfrei | Anatomisch geformt | Steril

Vasco® OP eco


- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420, EN 374, (Typ B)
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,19 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
5,5	40 Paar	6081308	12581321
6	40 Paar	6081316	12581338
6,5	40 Paar	6081324	12581350
7	40 Paar	6081332	12581367
7,5	40 Paar	6081340	12581373
8	40 Paar	6081359	12581396
8,5	40 Paar	6081367	12581404
9	40 Paar	6081375	12581410



Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Übersicht



Untersuchungs- und Schutzhandschuhe


zurück zur Übersicht

Naturkautschuklatex

Vasco® Sensitive

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Chloriniert und mit Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,12 mm
- Texturierte Finger

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	6067500	00801042
S	100 Stk.	6067526	00801065
M	100 Stk.	6067549	00801088
L	100 Stk.	6067565	00801102
XL	90 Stk.	6067590	03462913




Nitril

Vasco® Nitril sky-blue

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Puderfreie Polymerbeschichtung
- Frei von natürlichem Latex
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9203902	18713924	150 Stk.	9206502	18813057
S	100 Stk.	9203910	18713953	150 Stk.	9206510	18813063
M	100 Stk.	9203929	18713976	150 Stk.	9206529	18813086
L	100 Stk.	9203937	18713982	150 Stk.	9206537	18813092
XL	100 Stk.	9203945	18713999	135 Stk.	9206545	18813100



Manufix® Sensitive

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Chloriniert und mit Polymer-Innenbeschichtung
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,12 mm
- Texturierte Finger

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9209430	04385304
S	100 Stk.	9209441	03444513
M	100 Stk.	9209468	03444536
L	100 Stk.	9209484	03444542
XL	90 Stk.	9209499	03462936



Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

zurück zur Übersicht

Nitril

Vasco® Nitril cloud-white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Polymerbeschichtung
- Frei von natürlichem Latex
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm



Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	150 Stk.	9206202	18714007
S	150 Stk.	9206210	18714013
M	150 Stk.	9206229	18714042
L	150 Stk.	9206237	18714059
XL	135 Stk.	9206245	18714065




Vasco® Nitril white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Beidhändig passend
- Online-chloriniert
- Frei von natürlichem Latex
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm



Größe	VE	Art.-Nr.	PZN	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9207902	07789321	150 Stk.	9208402	8815204
S	100 Stk.	9207910	07789338	150 Stk.	9208410	8815173
M	100 Stk.	9207929	07789344	150 Stk.	9208429	8815167
L	100 Stk.	9207937	07789367	150 Stk.	9208437	8815078
XL	90 Stk.	9207945	07789410	135 Stk.	9208445	8815196




Vasco® Nitril light

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Medizinprodukte-Verordnung (MDR) (EU) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420, EN ISO 374 (Typ B)
- Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm



Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9207708	06810390
S	100 Stk.	9207716	06810409
M	100 Stk.	9207724	06810415
L	100 Stk.	9207732	06810421
XL	90 Stk.	9207740	06810438



Vasco® Nitril blue

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Medizinprodukte-Verordnung (MDR) (EU) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Beidhändig passend
- Online-chloriniert
- Frei von natürlichem Latex



Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	150 Stk.	9209809	08928233
S	150 Stk.	9209817	08928256
M	150 Stk.	9209825	08928262
L	150 Stk.	9209833	08928279
XL	135 Stk.	9209841	08929474



Medizinische Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

zurück zur Übersicht

Nitril | Beidhändig passend | Unsteril



Vasco® Nitril Soft

Medizinische Untersuchungs- und Schutzhandschuhe


Vasco® Nitril Soft Untersuchungs- und Schutzhandschuhe bieten eine effektive Kombination von Wandstärke und Barriere-Eigenschaften.

Vasco® Nitril Soft white, Vasco® Nitril Soft blue
jeweils erhältlich in den Größen: XS, S, M, L, XL

Vasco® Nitril Soft white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Beidhändig passend
- Online-chloriniert
- Frei von natürlichem Latex
- Typische, durchschnittliche Wandstärke in der Handfläche 0,06 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	200 Stk.	9201100	12907797
S	200 Stk.	9201110	12907805
M	200 Stk.	9201120	12907811
L	200 Stk.	9201130	12907828
XL	180 Stk.	9201140	12907834



Vasco® Nitril Soft blue

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420, EN ISO 374 (Typ B)
- Online-chloriniert
- Typische, durchschnittliche Wandstärke in der Handfläche: 0,08 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	200 Stk.	9201107	12907745
S	200 Stk.	9201115	12907751
M	200 Stk.	9201123	12907768
L	200 Stk.	9201131	12907774
XL	180 Stk.	9201149	12907780



Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

zurück zur
Übersicht

Nitril | Beidhändig passend | Verlängerter Handschuhschaft | Unsteril



Vasco® Nitril semilong white

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Medizinische Untersuchungshandschuhe mit verlängertem Handschuhschaft bieten im Vergleich zu herkömmlichen Untersuchungshandschuhen einen besseren Schutz.


Vasco® Nitril semilong white

erhältlich in den Größen: XS, S, M, L, XL

Vasco® Nitril semilong white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374 (Typ B)
- Beidhändig passend
- Online-chloriniert
- Handschuhlänge: 265 mm
- Frei von natürlichem Latex
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	150 Stk.	9205944	12641690
S	150 Stk.	9205945	12641709
M	150 Stk.	9205946	12641715
L	150 Stk.	9205947	12641721
XL	135 Stk.	9205948	12641738



AQL 1,0

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Handschuh-Wandhalterungen


zurück zur Übersicht

Nitril | Beidhändig passend | Verlängerter Handschuhschaft | Unsteril

Vasco® Guard long

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374 (Typ B)
- Online-chloriniert
- Handschuhlänge: 290 mm
- Typische, durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,10 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9205500	13570957
S	100 Stk.	9205518	13571046
M	100 Stk.	9205526	13571052
L	100 Stk.	9205534	13571069
XL	90 Stk.	9205542	13571017



Vasco® Vinyl Powder-free

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach Europäischer Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 (Klasse I), EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374 (Typ B)
- Chloriniert und mit latexfreier Innenbeschichtung
- Wandstärke an der Handfläche: 0,065 mm +- 0.03 mm
- Frei von DOP (Dioctyl-Phthalat) / DEHP (Diethylhexyl-Phthalat)

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
XS	100 Stk.	9209919	14351565
S	100 Stk.	9209927	14351571
M	100 Stk.	9209939	14351588
L	100 Stk.	9209942	14351602
XL	90 Stk.	9209953	14351619



Wandhalterungen aus Edelstahl

Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- Innenmaße: S: 215 x 112 x 70 mm, L: 250 x 130 x 78 mm
- S – passend für: Vasco® Nitril light, Vasco® Vinyl und Vasco® Powdered (100 Stück/Pack.)
- L – passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.), Vasco® Nitril white, Vasco® Guard long, Vasco® Sensitive (100 Stück/Pack.)

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
S	1 Stk.	9209503	09431670
L	1 Stk.	9209511	09431693



TRIO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- inkl. Befestigungsmaterial
- TRIO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H) – passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 Stück/Pack.)
- TRIO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H) – passend für Vasco® Guard long

Größe		VE	Art.-Nr.
TRIO	258 x 392 x 95 mm	1 Stk.	2607790965
TRIO long	270 x 350 x 80 mm	1 Stk.	2607703602



QUATTRO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- QUATTRO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H) – passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 Stück/Pack.)
- QUATTRO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H) – passend für: Vasco® Guard long

Größe		VE	Art.-Nr.
QUATTRO	258 x 522 x 95 mm	1 Stk.	2607703600
QUATTRO long	270 x 460 x 80 mm	1 Stk.	2607703601



OP-Schürze | Überziehschuhe | PE Handschuhe | Abfallbeutel

Folitex® Apron OP-Schürze

- Transparentes Polyethylen
- Wandstärke: 25 µm

Länge	VE	Art.-Nr.	PZN
130 cm	100 Stk.	6080100	06145308
150 cm	100 Stk.	6080101	06145314
175 cm	100 Stk.	6080102	06145320



Extrufix® Abfallbeutel

- HD-Polyethylen
- Wandstärke: 7 µm
- Sternaht
- 50 Beutel/Rolle

Volumen	Grösse	VE	Art.-Nr.	PZN
30 L	50 x 60 cm	30 Rollen	6203304	16619983

Folitex® Shoe covers Überziehschuhe

- Aus Polyethylen
- Blau
- Wandstärke: 40 µm
- Länge: 36 cm, Breite: 15 cm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
Universalgröße	100 Stk.	6050519	16662111



Extrufix® Abfallbeutel

- LD-Polyethylen
- Wandstärke: 17 µm
- 48 Beutel/Rolle / 24 Beutel/Rolle

Volumen	Grösse	VE	Art.-Nr.	PZN
6 L	30 x 36 cm	30 Rollen	6201068	16619954
15 L	37 x 50 cm	30 Rollen	6201167	16619960
30 L	50 x 65 cm	30 Rollen	6201301	16619977

Manuplast® PE Handschuhe

- Latexfrei, puderfrei
- Aus Polyethylen
- Für allgemeine, nicht medizinische, Anwendungen, unsteril
- Länge: 28,5 cm
- Wandstärke: 23 µm

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
S	100 Stk.	6075020	16632280
L	100 Stk.	6075040	16632297



B. Braun-Infektionsschutz

Die Infektionsschutz-Produkte und -Dienstleistungen von B. Braun leisten weltweit einen wirksamen Beitrag zur Prävention und Bekämpfung von Infektionen im Gesundheitswesen. Schutzbekleidung, Produkte für Hand- und Hauthygiene sowie Artikel für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Instrumenten tragen dazu bei, medizinisches Fachpersonal und Patienten gegen zahlreiche Infektionskrankheiten zu schützen und die Verbreitung von Keimen zu minimieren.

Mehr über unser Infektionsschutzportfolio erfahren Sie unter www.bbraun.de